

# ONE-MINUTE-WONDER

## Eine Minute Wissen-Kompakt

### **Liegedauer peripherer Venenverweilkanülen:**

Freigegeben: Hygienekommissionssitzung 05.07.2023

- Je nach Indikation solange wie klinisch notwendig, bzw. solange keine Komplikationen auftreten. (Tägliches Überprüfen der Indikation).

- Notfallmäßig unter eingeschränkten aseptischen Bedingungen gelegte Verweilkanülen

Innerhalb von 24 Stunden wieder entfernen und bei Bedarf an anderer Stelle neu legen.

- Bei apparenter Phlebitis Kanülen sofort entfernen.

Maßnahmen bei Intervalltherapie mit i. v.-Medikamenten:

- Desinfektion von Dreiwegehähnen/Zuspritzports bzw. nadellosen Zuspritzkonnektoren vor Manipulation.

- Nach jeder Diskonnektion muss ein neuer, steriler Verschlussstopfen verwendet werden.

- Zur Intervallspülung sterile Elektrolytlösung (NaCl) verwenden. •

Bei Verschluss der „ruhenden“ Verweilkanüle > 24 Stunden

Indikation kritisch hinterfragen.